


# HI 96734C

## 사전 준비

기기를 조심히 다뤄주십시오. 기기가 배송 중 손상되지 않았는지 확인하십시오. 배송 중 어떠한 손상이 있는 경우, 판매자에 알려주시기 바랍니다.

각 HI 96734C Ion Selective Meter는 다음과 함께 제공됩니다:


HI 96734C	HI 96734
• 샘플 큐벳과 캡 두개	• 샘플 큐벳과 캡 두개
• CAL CHECK 표준 큐벳	• 9V 배터리
• 9V 배터리	• 품질 보증서
• 가위	• 사용 설명서
• 큐벳 닦는 티슈	
• 사용 설명서	
• 품질 보증서	
• 가방	



**Note:** 기기가 정확히 작동하는지 확인하기 전까지 구성 물품을 잘 보관하시기 바랍니다. 결함이 있는 제품은 정상 제품으로 교환해 드립니다.

## 기능적인 설명

### 기기 설명



- 1) RANGE/GLP/▲ 키
- 2) CAL CHECK 키
- 3) ZERO/CFM 키
- 4) READ/▶/TIMER 키
- 5) ON/OFF 키
- 6) LCD
- 7) 큐벳 정리대
- 8) 큐벳 홀더


### 키패드 설명

- **ON/OFF**: 기기 켜고 끄기
- **ZERO/CFM**: 측정 전 기기 제로화하기, 편집된 값 확정하기 혹은 공장 보정 재 저장 확정하기
- **READ/▶/TIMER**: 이것은 멀티기능 키입니다. 측정 모드에서 측정하기 위해 누르거나 3초간 누르면 측정 전 미리 설정된 카운트다운이 시작합니다. GLP 모드에서는 다음 화면을 보기 위해 누릅니다.
- **CAL CHECK**: 이것은 두가지 기능 키입니다. 기기의 확인을 수행하기 위해 누르거나 3초간 누르고 있으면 보정 모드로 들어갑니다.
- **RANGE/GLP/▲**: 이것은 멀티기능 키입니다. 항목을 변경하기 위해 누릅니다. 3초간 누르고 있으면 GLP 모드로 들어갑니다. 보정 모드에서 누르면 날짜와 시간을 편집할 수 있습니다.

### 작동 모드

- 측정 모드: 작동 모드를 멈추고, 확인과 측정 모두 가능합니다.
- 보정 모드: CAL CHECK를 3초간 누르고 있으면 들어갈 수 있으며("CAL" 태그가 나타납니다), 기기의 보정이 가능합니다.
- GLP 모드: **RANGE/GLP/▲**를 3초간 누르면("GLP"가 나타납니다), 사용자 보정 날짜나 공장 보정 재 저장의 조절이 가능합니다.

## 화면 구성요소 설명




- 1) 측정 스킴(램프,큐벳,탐지기)이 제로의 단계 혹은 측정 읽기 동안에 나타납니다.
- 2) 에러메시지와 경고
- 3) 배터리 아이콘이 배터리 충전 수준을 보여줍니다.
- 4) 내부 체크가 수행되는 동안 모래시계가 나타납니다.
- 5) 상태 메시지
- 6) 반응 타이머가 작동중일 때 크로노미터가 나타납니다.
- 7) 날짜가 화면에 나타날 때, 월, 일과 날짜 아이콘이 나타납니다.
- 8) 메인 화면 숫자 4개
- 9) 측정 단위
- 10) 부 화면 숫자 4개


## 에러와 경고

잘못된 상태가 나타나면 기기가 확실한 메시지로 알려줍니다. 얻어진 값이 예상 범위 밖인 경우에도 메시지가 나타납니다. 에러가 생기면 신호음이 울립니다.


a) 제로 읽기에서



**Light High:** 측정을 수행하기에 빛이 너무 많습니다.  
제로 큐벳의 준비사항을 확인하십시오.




**Light Low:** 측정 수행하기에 빛이 충분하지 않습니다.  
제로 큐벳의 준비사항을 확인하십시오.



**No Light:** 기기가 빛 수준에 적응할 수 없습니다.  
샘플이 어떠한 이물질도 포함하고 있는지 확인하십시오.


b) 샘플 읽기에서



**Inverted cuvettes:** 샘플과 제로 큐벳이 도치되었습니다.



**Zero:** 제로 읽기가 수행되지 않았습니다. 기기 제로화를 위한 측정 절차의 지시사항을 따르십시오.



**Under range:** "0.00"이 깜박이는 것은 샘플이 제로 표준보다 빛을 덜 흡수했음을 가리킵니다. 절차를 확인하고 제로 표준을 위한 큐벳과 측정을 위한 큐벳에 같은 것을 사용하였는지 확인하십시오.




**Over Range:** 농도 최대치의 값이 빛나는 것은 상태 범위를 넘었음을 가리킵니다. 샘플의 농도가 프로그램된 범위를 넘었습니다: 샘플 희석하고 테스트를 다시 수행하십시오.

c) 보정 절차 동안에



**Standard Low:** 표준 측정치가 예상 범위보다 적습니다.




**Standard High:** 표준 측정치가 예상 범위보다 높습니다.


d) 다른 에러와 경고들



**Cap error:** 외부 빛이 분석 셀에 들어갔을 때 나타납니다. 큐벳 캡이 있는지 확인하십시오.



**Cooling lamp:** 기기가 램프가 식을 때까지 기다립니다.



**Battery low:** 배터리를 곧 교체해야 합니다.



**Dead battery:** 이것은 배터리가 모두 소모되었고 교체되어야 함을 가리킵니다. 이 표시가 화면에 나타나면 기기가 잠길 것입니다. 배터리를 교체하고 기기를 다시 시작하십시오.

### 정확한 측정을 위한 조언

최고의 정확도를 위해 테스트 하는 동안 아래에 나타난 지시 사항을 따르십시오.

- 색이나 많은 양의 의심 물질이 방해할 수 있으므로, 활성탄으로 트리트먼트하고 여과하여 제거해주어야 합니다.

- 큐벳을 정확하게 채우기 위해 큐벳 안에 들어간 액체의 꼭대기 아랫부분이 10 mL 표시된 부분에 딱 맞아야 합니다.



- 샘플이 이물질을 포함하고 있지 않은지 확인하십시오.

이것이 측정치를 방해할 수 있습니다.

- 큐벳을 사용할 때마다 캡을 같은 강도로 조여주어야 합니다.

- 큐벳을 측정 셀에 둘 때마다 외부가 건조해야 하며 지문, 기름 혹은 먼지로부터 오염되지 않아야 합니다.




삽입 전 HI 731318 혹은 보풀이 일지 않는 천으로 닦아주어야 합니다.

- 시약병의 알맞은 사용:

(a) 반복 가능한 좋은 결과를 얻기 위해 테이블 위에서 몇 번 시약병을 두드리고 시약병의 외부를 천으로 닦아주십시오.

(b) 시약병은 시약을 투여할 때 항상 수직으로 두어야 합니다.




(a)



(b)


- 5mL 주사기로 정확히 시약 5mL 측정하기:

- (a) 플런저를 주사기로 완전히 누르고 그 끝을 시약병에 넣습니다.
- (b) 플런저를 겉 부분에 5mL 표시된 부분까지 잡아당기십시오.
- (c) 주사기를 빼고 주사기 끝을 닦아주십시오. 주사기의 끝에 액체 방울로 맺혀 있는 것이 없는지 확인하시고, 만일 있는 경우 제거해주십시오. 이제 정확히 5mL를 큐벳에 넣어줍니다.



- 가루 시약 패킷의 알맞은 사용:

- (a) 가루 패킷을 열 때 가위를 사용하십시오.
- (b) 패킷의 가장자리를 눌러 봉긋하게 만드십시오.
- (c) 패킷의 내용물을 붓습니다.



- 큐벳을 흔들면 샘플에 있는 거품을 없앨 수 있습니다. 거품은 측정치를 더 높이는 데 원인이 됩니다. 정확한 측정을 얻으려면, 흔들거나 큐벳으로 부드럽게 두드려 거품을 제거하십시오.
- 시약을 더해 반응한 샘플을 너무 오랫동안 세워두지 마십시오. 그러지 않으면 정확도를 잃게 될 것입니다.
- 여러 가지 측정치를 연속적으로 얻을 수 있지만 각 샘플 측정시 제로화를 하고 제로화와 측정을 위해 같은 큐벳을 사용할 것을 권장합니다.
- 측정 후 샘플을 폐기하십시오. 그렇지 않으면 유리에 얼룩질 수 있습니다.

- 이 설명서에 설명된 반응 시간은 20°C에 기준 되어 있습니다. 대략 10°C에서는 두 배 30°C에서는 반으로 계산하십시오.
- 정확도를 최대화하려면, 측정 전 기기가 정확히 보정되었는지 확인하기 위해 확인 절차를 따르십시오. 필요시 기기를 보정하십시오.

### 시작하기

측정을 위해 다음 지시사항을 따라 기기를 준비하십시오.

- 큐벳 홀더에서 보호 슬리브를 제거하여 기기포장을 푸십시오.
- "배터리 교체"에서 설명된 절차를 따라 배터리를 끼웁니다.
- 편평한 테이블에 기기를 올려놓습니다.
- 기기를 직사광선에 두지 마십시오.


### 범위 선택

HI 96734는 범위 P1이 선택되어 있을 때 잔류 염소를 측정 할 수 있고 범위 P2가 선택되어 있을 때 총 염소를 측정할 수 있습니다. 활성 범위를 변경하려면 다음 절차를 따르십시오:

- **ON/OFF**를 눌러 기기를 켭니다. 화면에 짧게 모든 태그가 보일 것입니다.
- 시작한 후, 범위 숫자가 P1 혹은 P2로 부 화면에 표시됩니다.
- 범위를 변경하려면 **RANGE/GLP/▲**를 누르십시오.

Code	Parameter
P1	Free Chlorine
P2	Total Chlorine

범위는 기기가 측정 모드에 있을 때 언제든지 변경할 수 있습니다.  
 선택된 범위가 기억되고 기기가 종료될 때 혹은 배터리를 뺄 때 선택된 범위가 남아있습니다.



## 측정 절차


기기를 샘플 탁도나 색으로 보상하려면 두 단계로 측정이 이루어져야 합니다. 먼저 기기를 반응하지 않은 샘플로 제로화합니다. 시약을 반응한 샘플에 더해준 후 측정합니다.

**Important note:** 각 측정값을 얻으려면 잔류와 총 염소는 새 샘플로 따로 분리해서 측정해야 합니다.

- **ON/OFF**를 눌러 기기를 켭니다. 화면에 짧게 모든 태그가 보입니다.




- 신호음이 짧게 울리고 화면에 대시게호가 나타날 때, 기기가 준비된 것입니다. "ZERO"가 깜박이는 것은 기기 제로화가 먼저 필요함을 가리킵니다.



- 선택된 범위에 주의하십시오. 범위를 변경하려면 간단히 **RANGE/GLP/▲**를 누르십시오.

- 5mL 주사기를 사용하여 HI 93734B-0 5mL를 더해줍니다. Note: 정확히 시약 5mL를 더해주려면 앞에 나온 설명을 따르십시오.



- 3mL 플라스틱 피펫을 사용하여 측정 할 샘플 5mL를 10mL 표시된 부분 (큐벳)까지 채우십시오.

**Note:** 큐벳에 샘플을 더해주기 전에 3mL 플라스틱 피펫을 샘플로 여러 번 헹구어 주십시오.




- 캡을 닫고 몇 초간 흔들어 섞어주십시오.
- 큐벳을 홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확히 맞는지 확인하십시오.

- **ZERO/CFM**을 누르면 램프, 큐벳과 탐지기 아이콘이 측정 단계에 따라 화면에 나타날 것 입니다.



- 몇 초 후, 화면에 "-0.0-"이 나타날 것입니다. 기기가 이제 제로화 되었고 측정을 위한 준비가 되었습니다.




- 큐벳을 빼내십시오.



**• 총 염소 측정 시에만 HI 93734C-0 시약 3방울을  
큐벳에 넣어주십시오.**

- 잔류염소와 총 염소 모두 HI 93701-0 잔류 염소 시약 한 팩트의 내용물을 더해주십시오. 캡을 닫고 20초(혹은 바닷물 분석의 경우 2분)간 부드럽게 흔들어 섞어주십시오.



- 큐벳을 큐벳 홀더에 다시 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확히 맞는지 확인하십시오.


- **READ/▶/TIMER**를 3초간 누르십시오. 화면에 측정 전 카운트다운이 보일 것입니다. 신호음 이 카운트다운 끝에 울립니다.



그렇지 않으면 잔류 염소의 경우 1분간, 총 염소의 경우 2분 30초를 기다리고

**READ/▶/TIMER**를 누르십시오.

이 두 경우에서 램프, 큐벳과 탐지기 아이콘이 측정 단계에 따라 나타날 것입니다.



- 측정 끝에 기기가 잔류염소 혹은 총 염소의 농도를 mg/L 단위로 보여주고 범위 숫자가 화면에 나타납니다.



**확인 절차**

기기가 알맞게 보정되었는지 확인하기 위해 확인 절차를 사용하십시오.

경고: HANNA CAL CHECK™ Standards 이외의 다른 용액으로 기기를 확인하지 마십시오. 그렇지 않으면 잘못된 결과가 초래될 수 있습니다.

**Note:** 선택된 항목에서만 확인을 수행하십시오. 기기의 모든 확인을 위해 각 항목에 해당하는 다음 절차를 수행해야만 합니다.

- ON/OFF를 눌러 기기를 켭니다.

- 신호음이 짧게 울리고 화면에 대시기호가 나타나면, 기기가 준비된 것입니다.

- CAL CHECK™ Standard HI 96734-11 Cuvette A를 큐벳 홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확히 맞는지 확인하십시오.

- ZERO/CFM을 누르면 램프, 큐벳과 탐지기 아이콘이 측정 단계에 따라 화면에 나타날 것입니다.



- 몇 초 후, 화면에 "-0.0-"이 나타날 것입니다. 기기가 이제 제로화 되었고 확인을 위한 준비가 되었습니다.

- 큐벳을 빼내십시오.

- CAL CHECK™ Standard HI 96734-11 Cuvette B를 큐벳 홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확히 맞는지 확인하십시오.

- CAL CHECK™을 누르면 램프, 큐벳, 탐지기 아이콘이 "CAL CHECK"와 함께 측정 단계에 따라 화면에 나타날 것입니다.

- 측정 끝에 화면에 확인 표준 값이 보일 것입니다.



측정치는 CAL CHECK™ Standard Certificate에 설명된 범위 안에 있어야 합니다. 이 값이 범위 밖에 있다면, 큐벳이 지문, 기름이나 먼지로 인해 오염되지 않았는지 확인하고 확인 절차를 반복하십시오. 그래도 여전히 범위 밖에 있다면 기기를 재 보정하십시오.


## 보정 절차

Note: CAL CHECK 혹은 ON/OFF 키를 눌러 언제든지 보정 절차를 중단할 수 있습니다.


경고: HANNA CAL CHECK™ Standards 이외에 다른 용액으로 보정하지 마십시오. 그렇지 않으면 잘못된 결과를 초래할 수 있습니다.

보정할 때, 선택된 범위에만 영향을 미칩니다.

- **ON/OFF**를 눌러 기기를 켭니다.
- 신호음이 짧게 울리고 화면에 대시게호가 나타나면, 기기가 준비된 것입니다.
- 범위를 변경하려면 **RANGE/GLP/▲**를 누르십시오.




- CAL CHECK를 3초간 누르면 보정 모드로 들어갑니다. 화면에 "CAL"이 보정 절차동안 보일 것입니다.
- "ZERO"가 깜박이는 것은 제로화를 요청하는 것입니다.



- **CAL CHECK™ Standard HI 96734-11 Cuvette A**를 큐벳 홀더에 두고 캡에 있는 표시가 홈에 정확히 맞는지 확인하십시오.





- **ZERO/CFM**을 누르면 램프, 큐벳과 탐지기 아이 콘이 측정 단계에 따라 나타날 것입니다.



- 몇 초 후, "-0.0-"이 화면에 나타날 것입니다. 기기가 이제 제로화 되었고, 보정을 위한 준비가 되었습니다. "READ"가 깜박이는 것은 보정 표준 읽기를 요청하는 것입니다.



- 큐벳을 빼내십시오.
- **CAL CHECK™ Standard HI 96734-11 Cuvette B**를 큐벳 홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확히 맞는지 확인하십시오.
- **READ/▶/TIMER**를 누르면 램프, 큐벳과 탐지기 아이콘이 측정 단계에 따라 나타날 것입니다.



- 측정 후 기기가 3초간 Cal Check Standard 값을 보여줄 것입니다.

**Note:** 화면에 "STD HIGH"가 보이면 표준 값이 너무 높습니다.

화면에 "STD LOW"가 보이면 표준 값이 너무 낮습니다.


**CAL CHECK™ Standards HI 96734-11 Cuvettes A와 B**가 지문 혹은 먼지로부터 오염 되지 않았는지, 알맞게 삽입되었는지 확인 하십시오. 마지막 보정 날짜(예: "01.08.2005")가 화면에 나타나거나 공장 보정이 선택된 경우 "01.01.2005"가 화면에 나타납니다. 두 경우에서 연도 숫자가 깜박이면 날짜 입력을 위한 준비가 된 것입니다.

### 날짜 입력


- 원하는 연도(2000-2099) 편집하려면 **RANGE/GLP/▲**를 누르십시오. 키를 계속 누르면 연도 숫자가 자동으로 증가됩니다.





- 알맞은 연도가 설정되면 **ZERO/CFM** 혹은 **READ/▶/TIMER**를 눌러 확정합니다. 이제 화면에 월이 깜박일 것입니다.



- 원하는 월(01-12)을 편집하려면 **RANGE/GLP/▲**를 누르십시오. 키를 계속 누르면 월 숫자가 자동으로 증가됩니다.



- 알맞은 월을 설정하면, **ZERO/CFM** 혹은 **READ/▶/TIMER**를 눌러 확정합니다. 이제 화면에 일(day)부분이 깜박일 것입니다.



- 원하는 일 (01-31)을 편집하려면 **RANGE/GLP/▲**을 누르십시오. 키를 계속해서 누르면 자동으로 일 숫자가 증가합니다.



**Note:** **READ/▶/TIMER**를 누르면 일에서 연도와 월 편 집으로 변경할 수 있습니다.


- 보정 날짜를 저장하려면 **ZERO/CFM**을 누르십시오.



- "Stor"이 화면에 1초 간 보이고 보정이 저장됩니다.



- 화면에 대시기호를 보이고 기기가 자동으로 측정 모드로 돌아갈 것입니다.



### GLP

GLP모드에서 지난 사용자 보정 날짜가 조정될 수 있고 공장 보정이 재저장될 수 있습니다.

#### 마지막 보정 날짜

보정 날짜를 보기 위해:

- **RANGE/GLP/▲**를 3초간 누르면 GLP 모드에 들어갑니다. 보정 월과 일이 메인 화면에 나타날 것이고 연도가 부 화면에 나타날 것입니다.



- 보정이 수행되지 않았다면, 공장 보정 메시지 "F.CAL"이 메인 화면에 나타날 것이고 3초 후 측정 모드로 돌아갈 것입니다.



#### 공장 보정 재 저장

보정 삭제와 공장 보정 재 저장이 가능합니다.

- **RANGE/GLP/▲**를 3초간 누르면 GLP 모드로 들어갑니다.



- 공장 보정 재 저장 화면으로 들어가기 위해 **READ/▶/TIMER**를 누르십시오. 기기가 사용자 보정 삭제의 확정을 요청합니다.



- 공장 보정 재 저장을 위해 **ZERO/CFM**을 누르고  
혹은 공장 보정 재 저장 중단을 위해  
**RANGE/GLP/▲**를 다시 누르십시오.



- 공장 보정 재 저장할 때 기기가 짧게 "done"을 보  
여주고 측정 모드로 돌아갑니다.

### 배터리 관리

배터리를 아끼기 위해 기기가 측정 모드에서 10분간 미사용 시, 보정 모드에서 1시간 미사용 시 자동으로 종료됩니다.

자동으로 종료되기 전 화면에 유효한 측정이 있다면  
기기를 다시 켜고 그 값이 화면에 나타납니다.

"ZERO"가 깜박이는 것은 새로운 제로화를 먼저  
수행할 것을 의미합니다.

새 배터리는 빛 수준에 따라 750번의 측정동안 유지됩니다.

남은 배터리는 기기 시작과 각 측정이 끝날 때마다 평가됩니다.

화면에 배터리 표시가 다음처럼 나타납니다:

- 3 lines for 100% capacity
- 2 lines for 66% capacity
- 1 line for 33% capacity
- 배터리 아이콘이 깜박이는 것은 10% 미만 남았을 가리킵니다.

배터리가 비어있고 정확한 측정을 수행할 수 없을 때, 기기가 "dead batt"을 보이고  
종료됩니다.

기기를 다시 시작하려면 배터리를 새 것으로 교체해야 합니다.



### 배터리 교체

기기의 배터리를 교체하려면 다음 단계를 따르십시오:

- **ON/OFF**를 눌러 기기를 켭니다.
- 기기를 엮어 놓고 배터리 커버를 시계 반대방향으로 돌려 여십시오.
- 배터리를 빼내어 새것으로 교체합니다.
- 배터리 커버를 다시 넣고 시계방향으로 돌려 닫습니다.

